



Generando Confianza con PRESTAN Maniqués RCP y entrenadores DEA



C A T Á L O G O
D E
P R O D U C T O S

www.prestan.com


Generando Confianza con Retroalimentación...




PRESTAN ofrece una gama completa de maniqués de entrenamiento de RCP y entrenadores de DEA diseñados para satisfacer las necesidades de todos los entornos de capacitación, incluidos los escenarios de capacitación **Portátiles**, **Profesionales** y **Avanzados**. Ya sea que un instructor esté comenzando un nuevo negocio o buscando actualizar su equipo, PRESTAN ofrece la variedad de productos más sólida del mercado, lo que brinda a los estudiantes la confianza y habilidades necesarias para estar listos para todos esos momentos que puedan salvar vidas.



Los maniqués de entrenamiento de RCP de PRESTAN han proporcionado un mecanismo de retroalimentación desde su creación. Todos los **Maniqués de PRESTAN**, tanto los **Profesionales** como los **Ultraligeros con Retroalimentación de RCP** vienen equipados con un monitor de RCP que proporciona retroalimentación visual y audible, lo que ayuda a los estudiantes a practicar y aprender la frecuencia y profundidad de compresión adecuadas y les *permite desarrollar la confianza y las habilidades necesarias* para realizar una RCP de alta calidad.



El **Maniqué Adulto Profesional Serie 2000 PRESTAN** proporciona información avanzada mediante la incorporación de una conexión Bluetooth a la **aplicación PRESTAN de retroalimentación de RCP**, que monitorea la frecuencia, la profundidad, el retroceso, la ventilación, el tiempo sin intervención y la fracción de compresión torácica.



Tanto el **DEA Profesional PLUS para Entrenamiento PRESTAN** como el **DEA UltraTrainer PRESTAN** brindan una experiencia de entrenamiento realista con instrucciones de voz claras y seguras y *comentarios de entrenamiento de RCP que son fáciles de seguir*.



Generando Confianza con PRESTAN...



PRESTAN se compromete a generar confianza en los instructores de entrenamiento en RCP/DEA y en sus alumnos.

PRESTAN ofrece una gama completa de Maniqués para Entrenamiento en RCP y DEA para Entrenamiento que son intuitivos, duraderos, rentables, y brindan retroalimentación inmediata.

PRESTAN también ofrece una amplia gama de Suministros y Accesorios para el Entrenamiento, como bolsas para pulmón/protectores faciales de repuesto, protectores faciales individuales, mascarillas faciales y adaptadores de entrenamiento, prendas de vestir para maniqués y almohadillas para las rodillas.



Encuentre un Distribuidor Autorizado PRESTAN

Los productos PRESTAN se venden exclusivamente a través de una red global de Distribuidores Autorizados PRESTAN.

Por favor, visite la sección '*Encuentre un Distribuidor*' en el sitio web de PRESTAN para localizar el Distribuidor Autorizado PRESTAN más cercano.

Visite el Centro de Recursos en Línea PRESTAN

PRESTAN brinda un conjunto amplio de herramientas educativas y recursos de entrenamiento que le darán a usted y a sus alumnos la *confianza* para sentirse preparados.

El Centro de Recursos PRESTAN contiene Hojas de Instrucción de Productos, Preguntas Frecuentes, Solución de Problemas y Guías de Ayuda para los Productos, Videos Instructivos sobre *Cómo Hacerlo*, Reseñas de Productos, y mucho más!



Generando Confianza con PRESTAN...



PRESTAN *genera confianza* en los instructores, porque ofrece una **Garantía Limitada de 3 años**, líder en la industria, en todos los Maniqués de Entrenamiento de RCP y Entrenadores de DEA de PRESTAN.

Para obtener más información sobre la garantía limitada de PRESTAN, comuníquese con un distribuidor autorizado PRESTAN.



La Casa Matriz de PRESTAN Products, LLC está en los Estados Unidos y opera en el *corazón* del país, cerca de Cleveland, Ohio.

A diferencia de cualquier otro Maniquí de Entrenamiento de RCP, incluso los de marca registrada disponibles en todo el mundo, todos los Maniqués de Entrenamiento de RCP PRESTAN se fabrican en los Estados Unidos.

La empresa fue fundada en 2004 y ha crecido de una pequeña firma emergente a una compañía global con depósitos en todo el mundo.

Para conocer más sobre los Productos PRESTAN, por favor, ingrese en **www.prestan.com**.



AVANZADO

Maniquí Adulto Profesional Serie 2000



En combinación con el sistema de retroalimentación luminosa de RCP tradicional PRESTAN, el **Maniquí Profesional para Adultos Serie 2000** ofrece una solución de capacitación única de doble propósito que brinda a los instructores la opción de entrenar con retroalimentación de RCP básica o avanzada, que incluye frecuencia de compresión, profundidad, retroceso, ventilación, tiempo de no intervención y fracción de compresión torácica a través de una aplicación de retroalimentación de RCP PRESTAN con Bluetooth.



*Dispositivo móvil no incluido

- Cumplimiento pleno de todos los programas de estudio y las guías de la industria del mundo
- Liviano, armado rápido y sencillo; fácil de limpiar y mantener
- Disponible en tonos de piel intermedio (MS) u oscuro (DS)
- Todos los Maniqués de Entrenamiento de RCP PRESTAN se fabrican en los Estados Unidos
- Garantía Limitada de 3 años

Las **Bolsas de Pulmón Adulto Profesional Serie 2000** tienen el mismo diseño PRESTAN fácil de colocar con el agregado de un sensor de respiración. Las bolsas de pulmón Serie 2000 son necesarias para la retroalimentación de la ventilación desde la aplicación de RCP PRESTAN.



Bolsas Pulmón Serie 2000
PP-VALB-50
(Paquete de 50 unidades)

Adulto Profesional Serie 2000, individual

PP-AM-2000-1-MS
PP-AM-2000-1-DS



*Dispositivo móvil no incluido

Adulto Profesional Serie 2000, paquete de 4 unidades

PP-AM-2000-4-MS
PP-AM-2000-4-DS

El **Kit Auxiliar del Maniqué Adulto Profesional Serie 2000** brinda a los instructores una opción para actualizar sus Maniqués Adulto Profesional PRESTAN y los Maniqués para Tracción de Mandíbula (*modelos 2018 y siguientes*) con parámetros de Retroalimentación Avanzada.

Kit Auxiliar Serie 2000
RPP-AAOK2000-1 (individual)
RPP-AAOK2000-4 (Paquete de 4 unidades)



La **Aplicación de Retroalimentación de RCP PRESTAN** proporciona retroalimentación avanzada de alta calidad, en tiempo real, de RCP a través de una conexión Bluetooth con el Maniqué Adulto Profesional PRESTAN Serie 2000.



Descargar ahora
en dispositivos Apple y Android



Realista a la vista y al tacto, el **Maniquí Adulto Profesional** no se parece a ningún otro maniquí de entrenamiento en RCP del mercado. Está diseñado para brindarle a cada alumno una experiencia real y retroalimentación inmediata de la velocidad y profundidad de las compresiones, los maniqués PRESTAN ayudan a los instructores a *generar confianza* en sus alumnos cuando enseñan habilidades de RCP de alta calidad.

- Cumplimiento pleno de todos los programas de estudio y las guías de la industria del mundo
- Liviano, armado rápido y sencillo; fácil de limpiar y mantener
- Disponible en tonos de piel intermedio (MS) u oscuro (DS)
- Todos los Maniqués de Entrenamiento de RCP PRESTAN se fabrican en los Estados Unidos
- Garantía Limitada de 3 años



Adulto Profesional, individual

PP-AM-100M-MS

PP-AM-100M-DS



Adulto Profesional, paquete de 4 unidades

PP-AM-400M-MS

PP-AM-400M-DS



Kit de Diversidad Adulto Profesional

PP-AM-400M-MSDS

(2 con tono de piel intermedio y 2 con tono de piel oscuro)

- Los paquetes individuales incluyen 10 Mascarillas Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte
- Los paquetes de 4 maniqués incluye 50 Mascarillas Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte con correa para colgar desmontable



El **Maniquí Femenino Profesional** está diseñado para transformar la capacitación en RCP/DEA, mejorar las tasas de supervivencia en RCP de las mujeres, fomentar el diálogo, derribar barreras y eliminar los prejuicios de género en la administración de RCP. Con el mismo diseño confiable que el Maniquí Adulto Profesional, el Maniquí Femenino es realista a la vista y al tacto, a diferencia de cualquier otro maniquí de capacitación en RCP del mercado.

- Totalmente compatible con todos los planes de estudio y pautas de la industria a nivel mundial
- Liviano, con una configuración rápida y sencilla; fácil de limpiar y mantener
- Disponible en tonos de piel media (MS) u oscura (DS)
- Todos los maniqués de capacitación en RCP PRESTAN se fabrican en EE. UU.
- Garantía limitada de 3 años



Cuando se utiliza en combinación con el Accesorio Femenino PRESTAN (para representar un sostén), la camisa de maniquí y el entrenador de DEA PRESTAN ofrece la experiencia de entrenamiento más realista para ayudar a *generar confianza* al aprender estas habilidades fundamentales para salvar vidas.

Femenino Profesional, individual

PP-AFM-100M-MS

PP-AFM-100M-DS



Femenino Profesional, paquete de 4 unidades

PP-AFM-400M-MS

PP-AFM-400M-DS



Kit de Diversidad Femenino Profesional

PP-AFM-400M-MSDS

(2 con tono de piel intermedio y 2 con tono de piel oscuro)

- Los paquetes individuales incluyen 10 Mascarillas Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte
- Los paquetes de 4 maniqués incluye 50 Mascarillas Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte con correa para colgar desmontable



PROFESIONAL

Maniquí PRESTAN PRO+



El **Maniquí Adulto PRO+** cuenta con una vía aérea nasal y oral completamente funcional junto con un diseño mejorado de bolsa pulmonar para una instalación rápida y sencilla. Con la introducción del diseño de cabeza para adultos PRO+, PRESTAN mejora el realismo con una vía aérea nasal funcional y la capacidad de utilizar un dispositivo de entrenamiento NARCAN® o NPA.

- Totalmente compatible con todos los planes de estudio y pautas de la industria a nivel mundial
- Liviano, con una configuración rápida y sencilla; fácil de limpiar y mantener
- Disponible en tonos de piel media (MS) u oscura (DS)
- Todos los maniqués de capacitación en RCP PRESTAN se fabrican en EE. UU.
- Garantía limitada de 3 años



Con la lubricación adecuada, se puede insertar una vía aérea nasofaríngea (NPA) a través de la nariz de la cabeza para adultos PRO+ para simular la apertura de la vía aérea nasal durante el entrenamiento.



Maniquí PRO+ Adulto, individual

PP-AMP-100M-MS
PP-AMP-100M-DS

La **Cabeza de Adulto PRO+** también se vende por separado, lo que permite actualizar cualquier Maniquí Adulto Profesional.



Cabeza de Adulto PRO+

PP-APHEAD-1-MS
PP-APHEAD-1-DS
PP-APHEAD-4-MS
PP-APHEAD-4-DS



Kit diversidad Adulto PRO+, paquete de 4 unidades

PP-AMP-400M-MS
PP-AMP-400M-DS
PP-AMP-400M-MSDS



Bolsa de pulmón PRO+

PP-APLB-50 (paquete de 50 unidades)



Mascarilla Facial para Adultos PRO+

PP-APFS-50 (paquete de 50 unidades)



La **Mascarilla Facial para Adultos PRO+** fue diseñada para cubrir completamente las vías respiratorias orales y nasales; también se puede utilizar la Mascarilla Facial para Adultos Estándar de PRESTAN.

- Los paquetes individuales incluyen 10 Mascarillas Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte
- Los paquetes de 4 maniqués incluye 50 Mascarillas Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte con correa para colgar desmontable



PROFESIONAL

Maniquí Niño/Lactante Profesional



El **Maniquí Niño Profesional** está diseñado para parecerse a un niño y no a un adulto, tiene estructuras óseas menos prominentes y rasgos faciales más suaves e infantiles. Es más pequeño y delgado que el Maniquí Adulto Profesional, pero sin perder el realismo visual y táctil.



Niño Profesional, individual
PP-CM-100M-MS
PP-CM-100M-DS



Niño Profesional, paquete de 4 unidades
PP-CM-400M-MS
PP-CM-400M-DS



Niño Profesional, paquete de 4 unidades
PP-CM-400M-MSDS
(2 con tono de piel intermedio y
2 con tono de piel oscuro)

El **Maniquí Lactante Profesional** con rasgos y peso realistas permite tener una experiencia real de entrenamiento en RCP del lactante. El contorno corporal bien definido y una sensación auténtica al tacto ayudan a preparar a los alumnos para reanimaciones realistas con una cabeza diseñada para simular los verdaderos movimientos de la cabeza de un lactante.



Lactante Profesional, paquete de 4 unidades
PP-IM-400M-MS
PP-IM-400M-DS



Lactante Profesional, individual
PP-IM-100M-MS
PP-IM-100M-DS



Kit de Diversidad Lactante Profesional
PP-IM-400M-MSDS
(2 con tono de piel intermedio y 2 con tono de piel oscuro)

- Los paquetes individuales incluyen 10 Mascarillas Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte
- Los paquetes de 4 maniqués incluye 50 Mascarillas Faciales/Bolsas Pulmón y un bolso de nailon para el transporte con correa para colgar desmontable



El **Paquete Profesional Familiar** combina dos Maniqués Adultos Profesionales, un Maniqué Niño y dos Maniqués Lactantes en una sola colección.



Paquete Profesional Familiar

PP-FM-500M-MS

PP-FM-500M-DS

El **Maniqué Adulto Profesional para Tracción de Mandíbula** les brinda a los instructores la opción de enseñar con la maniobra de tracción de mandíbula o inclinación de la cabeza/elevación del mentón, pues le permite al alumno sujetar la mandíbula inferior del maniqué y elevarla con ambas manos desplazándola hacia adelante y hacia abajo.

La maniobra de tracción de mandíbula es la forma más segura de abrir la vía aérea de una víctima con una posible lesión de la cabeza, el cuello o la columna, porque se puede realizar con un mínimo movimiento del cuello.



La **Colección Profesional** incluye un Maniqué Adulto Profesional, un Maniqué Niño y un Maniqué Lactante en una sola colección.



Colección Profesional

PP-FM-300M-MS

PP-FM-300M-DS



Adulto Profesional para Tracción de Mandíbula, Individual

PP-JTM-100M-MS

PP-JTM-100M-DS



Adulto Profesional para Tracción de Mandíbula, paquete de 4 unidades

PP-JTM-100M-MS

PP-JTM-100M-DS

- Los paquetes múltiples (pág. 5) vienen con 10 mascarillas faciales/bolsas pulmonares por maniqué y un estuche de transporte de nailon con correa para hombro desmontable



PROFESIONAL

Kit de Instructor PRESTAN



El **Kit de Instructor Profesional** combina nuestros maniqués de entrenamiento de RCP más populares (dos Maniqués Adultos Profesionales con Accesorio Femenino y dos Maniqués Lactantes Profesionales) junto con dos DEA UltraTrainers® y una colección de los suministros de entrenamiento de RCP más utilizados en una sola colección, empaquetados en una bolsa de lona resistente con ruedas y mango telescópico para una mejor portabilidad.

Kit de Instructor Profesional

PP-INSTRKIT-1-MS
PP-INSTRKIT-1-DS
PP-INSTRKIT-1-MSDS



- El Kit de Instructor viene con (2) camisetas de entrenamiento para maniqués de RCP para adultos, (2) camisetas de entrenamiento para maniqués de RCP para lactantes, (50) mascarillas faciales/bolsas pulmonares para adultos, (50) mascarillas faciales/bolsas pulmonares para bebés, (2) mascarillas con válvula de bolsa para adultos, (2) mascarillas con válvula de bolsa para lactantes, (4) almohadillas para arrodillarse PRESTAN, (1) bolsa de transporte con ruedas y mango telescópico



PROFESIONAL / PORTÁTIL

Paquetes de Especialidades Profesionales



Los **Paquetes Profesionales de Especialidad** combinan nuestros productos más populares reunidos en colecciones individuales que los hacen ideales como kits iniciales para el nuevo instructor y para el salón de clase o escenarios de entrenamiento para grupos más numerosos.

Los **Kits TAKE2®** combinan dos Maniqués Adultos Profesionales y dos Maniqués Lactantes Profesionales junto con dos DEA UltraTrainers en una sola colección, lo que lo convierte en un "kit inicial" ideal para el nuevo instructor en el salón de clase.



Kit Profesional TAKE2

PP-FM-600M-MS
PP-FM-600M-DS
PP-FM-600M-MSDS



Kit Ultralite TAKE2

PP-ULFM-600M-MS
PP-ULFM-600M-DS
PP-ULFM-600M-MSDS



- Los paquetes múltiples (pág. 5) vienen con 10 mascarillas faciales/bolsas pulmonares por maniquí y un estuche de transporte de nailon con correa para hombro desmontable



PORTÁTIL

Maniquí Ultralite® PRESTAN



El **Maniquí Ultralite** es nuestro maniquí más compacto, liviano y portátil disponible en forma individual, paquetes de 4 y de 12 unidades, ideal para el entrenamiento virtual y en cualquier lugar.

Este maniquí duradero ofrece una solución asequible para el entrenamiento en RCP, con toda la calidad y el realismo que usted espera de PRESTAN.

- Cumplimiento pleno de todos los programas de estudios y las guías de la industria del mundo (cuando se adquiere o actualiza con el pistón de Retroalimentación de RCP)
- Liviano, armado rápido y sencillo; fácil de limpiar y mantener
- Disponible con retroalimentación de RCP o sin ella y en tonos de piel intermedio (MS) u oscuro (DS)
- Todos los Maniqués de Entrenamiento de RCP PRESTAN se fabrican en los Estados Unidos
- Garantía Limitada 3 años

El **Pistón de Retroalimentación de RCP Ultralite** les brinda a los instructores una opción de actualizar sus Maniqués Ultralite PRESTAN sin monitoreo, con retroalimentación de la velocidad y la profundidad de la RCP.




Maniquí Ultralite, individual

- PP-ULM-100M-MS (con retroalimentación)
- PP-ULM-100M-DS (con retroalimentación)
- PP-ULM-100-MS (sin retroalimentación)
- PP-ULM-100-DS (sin retroalimentación)

Pistón de Retroalimentación de RCP Ultralite

- RPP-ULPISTONM-1-MS (individual)
- RPP-ULPISTONM-4-MS (paquete de 4 unidades)



El diseño único, de tipo cubierta, del **Maniquí Ultralite** con torsos y cabezas apilables representa una solución liviana y compacta ideal para transportar múltiples unidades en paquetes de 4 unidades (6 kg) o 12 unidades (17 kg).

El **Maniquí Ultralite, paquete de 4 unidades**, se vende con un bolso fácil de transportar y una correa de colgar desmontable y el **Maniquí Ultralite, paquete de 12 unidades**, incluye la cantidad completa para una clase, que se guarda en un bolso portátil con ruedas y un asa telescópica para maniobrarlo con facilidad al subir y bajar de los vehículos.



Maniquí Ultralite, paquete de 4 unidades

- PP-ULM-400M-MS (con retroalimentación)
- PP-ULM-400M-DS (con retroalimentación)
- PP-ULM-400-MS (sin retroalimentación)
- PP-ULM-400-DS (sin retroalimentación)



Kit de Diversidad Maniquí Ultralite, paquete de 4 unidades

- PP-ULM-400M-MSDS (con retroalimentación)
- PP-ULM-400-MSDS (sin retroalimentación)
- (2 con piel media y 2 con piel oscura)



Maniquí Ultralite, paquete de 12 unidades

- PP-ULM-1200M-MS (con retroalimentación)
- PP-ULM-1200M-DS (con retroalimentación)
- PP-ULM-1200-MS (sin retroalimentación)
- PP-ULM-1200-DS (sin retroalimentación)



Kit de Diversidad Maniquí Ultralite, paquete de 12 unidades

- PP-ULM-1200M-MSDS (con retroalimentación)
- PP-ULM-1200-MSDS (sin retroalimentación)
- (6 con piel media y 6 con piel oscura)



Al igual que todos los **Maniqués PRESTAN**, el **Maniqué Lactante Ultralite** proporciona una experiencia de entrenamiento realista, con características anatómicamente correctas, inclinación precisa de la cabeza y aumento visible del pecho, al tiempo que proporciona una retroalimentación intuitiva durante el entrenamiento de RCP.

Este maniqué duradero ofrece una solución ligera y asequible para el entrenamiento de RCP, junto a toda la calidad y el realismo que se espera de PRESTAN.

- Totalmente compatible con todos los planes de estudio y directrices de la industria en todo el mundo
- Ligero, con una configuración rápida y simple; fácil de limpiar y mantener
- Disponible en tonos de piel media (MS) o piel oscura (DS)
- Todos los Maniqués de Entrenamiento de RCP PRESTAN se fabrican en los Estados Unidos
- Garantía limitada de 3 años



**Maniqué Lactante Ultralite,
paquete de 4 unidades**

PP-IULM-400M-MS
PP-IULM-400M-DS



Maniqué Lactante Ultralite, individual

PP-IULM-100M-MS
PP-IULM-100M-DS



**Kit de Diversidad Maniqué Lactante Ultralite,
paquete de 4 unidades**

PP-IULM-400M-MSDS
(2 con piel media y 2 con piel oscura)



**Maniqué Lactante Ultralite,
paquete de 12 unidades**

PP-IULM-1200M-MS
PP-IULM-1200M-DS



**Kit de Diversidad Maniqué Lactante Ultralite,
paquete de 12 unidades**

PP-IULM-1200M-MSDS
(6 con piel media y 6 con piel oscura)



PORTÁTIL

Maniquí Lactante Ultralite® PRESTAN



El diseño compacto y liviano del **Maniquí Lactante Ultralite** permite el transporte fácil y costo-efectivo, lo que lo convierte en una solución ideal para el entrenamiento activo y virtual.



Maniquí Lactante Ultralite, individual
Pesa apenas 725 grs y viene con una bolsa con cordón, fácil de transportar

Maniquí Lactante Ultralite, paquete de 4 unidades
Ligero y fácil de transportar en una bolsa portátil de 2,630 kg



Maniquí Lactante Ultralite, paquete de 12 unidades
Cantidad suficiente para un clase completa en una bolsa portátil de 7 kg



PROFESIONAL

DEA para Entrenamiento Profesional PLUS



El **DEA para Entrenamiento Profesional PLUS PRESTAN** es un DEA de entrenamiento de vanguardia y el que más se asemeja a los DEA para entrenamiento comerciales en cuanto al tamaño y el peso, proporcionando una experiencia de entrenamiento realista.

Este DEA de entrenamiento ofrece opciones personalizables para adaptarse a distintos ámbitos de entrenamiento, incluido un botón infantil.

- Señales de voz claras y precisas con señales opcionales de RCP para ayudar al alumno a mantener el ritmo de las compresiones torácicas
- Control remoto opcional disponible; un control remoto controla varios DEA dentro del alcance
- Módulo fácil de reemplazar que contiene las guías de la industria más recientes en dos idiomas: Inglés/Español o Inglés/Francés; opciones de otros idiomas por pedido
- Para utilizar con el Sistema Sensor de Almohadillas del DEA para Entrenamiento PRESTAN patentado
- Garantía Limitada 3 años



DEA para Entrenamiento Profesional PLUS

PP-AEDT2-101 (individual; Inglés/Español)

PP-AEDT2-102 (individual; Inglés/Francés)

PP-AEDT2-401 (paquete de 4 unidades; Inglés/Español)

PP-AEDT2-402 (paquete de 4 unidades; Inglés/Francés)



Kit de DEA para Entrenamiento Profesional PLUS

PP-AEDT2-KIT-101

(individual con control remoto; Inglés/Español)



PORTÁTIL

DEA UltraTrainer PRESTAN®



El **DEA UltraTrainer** es nuestra solución más compacta, liviana para entrenamiento en DEA con amplias opciones de ajustes para adaptarse a cualquier situación de entrenamiento en el salón de clase.

Este DEA de entrenamiento reproduce una experiencia de capacitación en vivo como ningún otro en el mercado, y ofrece una solución accesible con toda la calidad y durabilidad que usted espera de PRESTAN.

- Los instructores pueden personalizar sus clases de entrenamiento con las opciones de apagado y encendido del metrónomo de compresiones o la señal verbal "dar respiraciones"
- La programación se puede alternar entre dos idiomas y es fácil de actualizar con las guías de la industria más recientes - estándar con Inglés/Español o Inglés/Francés; opciones de otros idiomas por pedido
- Para utilizar con el Sistema Sensor de Almohadillas del DEA para Entrenamiento PRESTAN patentado
- Garantía Limitada 3 años



DEA UltraTrainer

PP-AEDUT-101 (individual; Inglés/Español)

PP-AEDUT-102 (individual; Inglés/Francés)

PP-AEDUT-401 (paquete de 4 unidades; Inglés/Español)

PP-AEDUT-402 (paquete de 4 unidades; Inglés/Francés)




Sistema Sensor de Almohadillas del DEA para Entrenamiento PRESTAN

El **Sistema Sensor de Almohadillas del DEA para Entrenamiento** patentado detecta automáticamente cuando se coloca cada almohadilla del DEA sobre el maniquí.

¡Estas almohadillas de alta calidad para entrenamiento en DEA sirven para más de 100 aplicaciones! El adhesivo de la almohadilla se extrae y se pega bien en cualquier maniquí del mercado sin dejar residuos pegajosos - nunca más almohadillas dañadas ni tener que eliminar los adhesivos de sus maniqués entre las sesiones. El reemplazo de las almohadillas es rápido y fácil - simplemente cambie la almohadilla, no el cable.



El programa funciona a través de un sensor en el centro del adhesivo de la almohadilla que simula un DEA en vivo, y permite una experiencia de entrenamiento más realista. No se necesita un control remoto; aunque, si lo desea, puede obtener uno para el DEA para Entrenamiento Profesional PLUS.



Almohadillas de Entrenamiento universales para DEA

PP-UTPAD-1 (individual;
2 almohadillas en total)
PP-UTPAD-4 (paquete de 4;
8 almohadillas en total)

Sistema Sensor de Almohadillas



Suministros para Entrenamiento en RCP PRESTAN



Las **Camisetas para Entrenamiento en RCP PRESTAN** permiten que los instructores generen confianza durante el entrenamiento con escenarios reales para sus alumnos.

La Camiseta para Maniquí Adulto/Niño/Ultralite (un talle para todos los tamaños) tiene un cierre frontal fácil de bajar con espalda antideslizante. La Camiseta para Lactante tiene un diseño con velcro fácil de quitar.



Camiseta para Entrenamiento en RCP para Maniquí Adulto/Niño/Ultralite

PP-ACSHIRT-4 (paquete de 4 unidades)



Camiseta para Entrenamiento en RCP para Maniquí Lactante

PP-ISHIRT-4 (paquete de 4 unidades)

Las **Almohadillas para Rodillas PRESTAN** brindan comodidad para las rodillas y la espalda durante las clases de entrenamiento en RCP.



Almohadillas para rodilla

PP-KPAD-4 (paquete de 4 un.)
PP-KPAD-24 (paquete de 24 un.)



Suministros de entrenamiento en RCP


PRESTAN



PRESTAN®

El **Accesorio Femenino™ PRESTAN**, cuya patente está en trámite, ha sido diseñado para generar confianza en la capacitación en RCP, mejorar las tasas de supervivencia de RCP en las mujeres, fomentar el diálogo, romper las barreras y eliminar el prejuicio de género en la administración de RCP.

El Accesorio Femenino PRESTAN -simplemente- se engancha en el torso del maniquí y se adapta de forma segura a los Maniqués PRESTAN Adulto Profesional, Serie 2000 y Ultralite.



Accesorio Femenino PRESTAN

- PP-FA-1-DS (oscuro; individual)
- PP-FA-4-DS (oscuro; paquete de 4 un.)
- PP-FA-1-MS (medio; individual)
- PP-FA-4-MS (medio; paquete de 4 un.)



Las **Mascarillas Faciales para Entrenamiento en RCP PRESTAN** están fabricadas en PVC transparente, de grado médico, que no se pliega, con un anillo moldeable para lograr un sello adecuado en una gama de maniqués; para usar con bolsa-válvula-mascarilla de entrenamiento.

Disponibles en paquetes de 10 unidades; con **Adaptadores de Mascarilla Facial para Entrenamiento PRESTAN** envueltos en forma individual, o sin ellos.



Mascarilla Facial para Entrenamiento en RCP

- PP-AMASK-10 (adulto/niño; paquete de 10 unidades)
- PP-IMASK-10 (lactante; paquete de 10 unidades)

Equipo de Mascarilla Facial y Adaptador para Entrenamiento en RCP

- PP-AMASK-ADT-10 (adulto/niño; paquete de 10 unidades)
- PP-IMASK-ADT-10 (lactante; paquete de 10 unidades)



Adaptador de Mascarilla Facial para Entrenamiento en RCP

- 10076-PPA (paquete de 10 unidades; envueltos en forma individual)
- 10076-PPA-50 (paquete de 50 unidades; envueltos en forma individual)



Consumibles para el Maniquí de Entrenamiento en RCP PRESTAN

Las **Bolsas de Pulmón y Mascarillas Faciales PRESTAN** son fáciles de colocar/quitar y permiten observar la expansión del tórax para garantizar que los alumnos estén viviendo la experiencia de entrenamiento en RCP más precisa y realista posible.

Las **Bolsas de Pulmón y Mascarillas Faciales PRESTAN** para el Maniquí Adulto Profesional PRESTAN Serie 2000 tienen el mismo diseño PRESTAN fácil de colocar con el agregado de un sensor de respiraciones para ayudar a monitorear la retroalimentación de la ventilación junto con la aplicación PRESTAN de retroalimentación de RCP.

Las **Mascarillas Faciales PRESTAN** permiten el entrenamiento de múltiples alumnos en el mismo maniquí sin necesidad de cambiar las bolsas de pulmón y están específicamente diseñados para cerrarse a presión y ajustarse con seguridad a la cara de cada maniquí PRESTAN.



**Maniquí Adulto /
Femenino Profesional**
PP-ALB-50 y PP-AFS-50



Maniquí Adulto Femenino Serie 2000
PP-VALB-50 y PP-AFS-50



Maniquí Adulto PRO+
PP-APLB-50 y PP-APFS-50



Maniquí Infantil Profesional
PP-CLB-50 y PP-CFS-50



Maniquí Lactante Profesional
PP-IFS-50 y PP-ILB-50



Maniquí Ultralite
PP-ULB-50 y PP-UFS-50



El torso PRESTAN patentado de maniquí, tipo cubierta, permite la inserción y extracción rápida y fácil de la bolsa pulmonar a través de la boca y el cuello.



Maniquí Lactante Ultralite
PP-IFS-50 y PP-ILB-50





www.prestan.com